

Textilfrisch Color/weiß

1. Produktbeschreibung

Aktiv-Waschmittel-Duo für die schonende Reinigung von farbigen und weißen Gardinen, Badtextilien und Bettwäsche. Bereits bei 30 - 40 °C volle Waschkraft. Staub, Fett und Nikotin werden wirksam entfernt. Erhält Griff und Faltenfall und bringt Frischduft. Textilfrisch Color schon die Farbe. Textilfrisch weiß sorgt für leuchtendes weiß.

2. Anwendungsbereich

Textilfrisch Color / weiß eignet sich für farbige bzw. weiße Gardinen, Badtextilien und Bettwäsche aus synthetischen und natürlichen Fasern. Ebenso geeignet für Bettwaren (mit Daunen und Federn gefüllte Kissen und Decken) aus synthetischen Fasern.

3. Anwendung

Maschinenwäsche: bei allen Wasserhärtegraden pro Waschgang 50 ml Gardinenfrisch in die Waschtrommel geben und geeignetes Waschprogramm (Gardinenwäsche, Synthetik-/Feinwäsche bei 30 bis 40°C) einstellen.

4. Verbrauch

50 ml je Waschgang (750 ml Textil Frisch = 15 Maschinenfüllungen)

5. Lagerung

Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Waschmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6. Technische Daten

Inhaltsstoffe: 5-15 % nichtionische Tenside, unter 5% anionische Tenside, unter 5% Seife, unter 5% NTA, Duftstoffe, LIMONENE, Enthält Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone und Bronopol (zusätzlich in Textil Frisch weiß: optische Aufheller). Ph:8,0 (Konzentrat). ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Trennvorschriften.

CLP: GHS07 Achtung. H319 verursacht schwere Augenreizung. P101 ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. EUH208 enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll beziehungsweise der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. Querverweis

Unsere folgenden Veröffentlichungen in Ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:-
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, so wie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die Homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei der unten aufgeführten Adresse.

Hagenlocher Raumausstattung GmbH & Co.KG, Gottlieb-Daimler-Str.14, 71106 Magstadt

info@hagenlocher-raumgestaltung.de www.hagenlocher-raumgestaltung.de

Hagenlocher Raumausstattung GmbH & Co.KG, Ziegelstrasse 13, 71063 Sindelfingen

sifi@hagenlocher-raumgestaltung.de